

Priloga 1

POSTOPEK ZA VZORČENJE ZAMRZNJENIH ŽIVIL

1. Izbira embalažnih enot za uradni nadzor

Vrsta in količina izbranih embalažnih enot mora biti taka, da njihova temperatura zastopa najtoplejše točke pregledane pošiljke.

1.1. Hladilnice

Vzorke je treba izbrati na več kritičnih točkah v hladilnici, npr. v bližini vrat (zgornja in spodnja raven), v bližini sredine hladilnice (spodnje in gornje ravni) in v bližini pretoka povratnega zraka hladilne enote. Upoštevati je treba trajanje hranjenja vsakega izdelka (za stabilizacijo temperature).

1.2. Prevoz

a) Med prevozom:

Vzorke je potrebno izbrati z vrha in na dnu pošiljke poleg roba vsakih vrat ali para vrat.

b) Vzorčenje med razkladanjem:

Izbrati je potrebno štiri vzorce med naslednjimi kritičnimi točkami:

- vrh in dno pošiljke poleg roba, kjer se vrata odpirajo,
- vrhnji zadnji vogali pošiljke (na točki, ki je kar najbolj oddaljena od hladilne enote),
- sredina pošiljke,
- sredina prednje površine pošiljke (kar se da blizu hladilne enote),
- gornji in spodnji vogali prednje površine pošiljke (kar se da blizu pretoka povratnega zraka k hladilni enoti).

1.3. Zamrzovalne razstavne omare v prometu na drobno

Vzorec je potrebno izbrati na vsaki od treh lokacij, ki predstavljajo najtoplejše točke v zamrzovalni razstavni omari v prodaji na drobno.